

**LAUDA SOCKS**  
T E R A P É U T I C A



[www.medias-stylo.com](http://www.medias-stylo.com)



---

#### **MEDICAL WEAR.**

Las medias Lauda Socks Terapéutica están diseñadas para acompañar todo tipo de tratamientos médicos y quirúrgicos relacionados con problemas venosos y linfáticos concretos.

Su tecnología de compresión graduada, favorece la circulación y alivia el cansancio de las piernas, previniendo várices, edemas y celulitis.

#### **UNA MEDÍA PARA CADA NECESIDAD.**

- **Compresión moderada**  
8-15 mm HG
- **Compresión media**  
15-20 mm HG
- **Compresión alta**  
20-30 mm HG

Recomendamos la consulta con el médico especialista para evaluar cuál es la compresión necesaria en cada caso.

---

**TECNOLOGÍA,  
SALUD &  
BIENESTAR**

# MUJER

Compresión moderada  
8-15 mm HG




## Medias terapéuticas de compresión graduada.

Su compresión graduada posee mayor presión en el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la circulación sanguínea

- Alivia el cansancio de las piernas
- Mejora la circulación sanguínea
- Previene várices, edemas y celulitis

Medias recomendadas para viajes largos o personas que pasan muchas horas paradas o sentadas.






**ART. 1054**

¾ SIN PUNTERA

Media ¾ sedificada realizada en tejido piqué especialmente diseñada para uso terapéutico.

Talles: 1 - 2 - 3 - 4



**ART. 1473**

¾ ALGODÓN

Media ¾ de tejido piqué realizada en algodón especialmente diseñada para uso terapéutico.

Talles: 1 - 2 - 3



**ART. 1550**

7/8 CON SILICONA

Media autorregente fina sedificada con encaje y banda siliconada que se adhiere al muslo, especialmente diseñada para uso terapéutico.

Talle 1 - 2 - 3



**ART. 2051**

PANTY MATERNIDAD

Media panty fina sedificada especialmente diseñada para uso terapéutico durante el embarazo.

Talle 1 - 2 - 3 - 4 - 5

# MUJER

Compresión media  
15-20 mm HG

## Medias terapéuticas de compresión graduada.

Su compresión graduada posee mayor presión en el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la circulación sanguínea.

- Alivia el cansancio de las piernas
- Mejora la circulación sanguínea
- Previene várices, edemas y celulitis

Medias recomendadas para personas con problemas de circulación, celulitis, várices, post cirugías, o diagnósticos médicos. Ideales para viajes largos o personas que pasan muchas horas paradas o sentadas.








**ART. 1052**

¾ SIN PUNTERA

Media ¾ sedificada sin puntera realizada en tejido piqué especialmente diseñada para uso terapéutico que permite tener los dedos libres, secos y frescos.

Talles: 1 – 2 – 3 – 4



**ART. 1474**

¾ ALGODÓN

Media ¾ de tejido piqué realizada en algodón especialmente diseñada para uso terapéutico

Talles: 1 – 2 – 3



**ART. 2561**

PANTY MATERNIDAD

Media panty fina sedificada especialmente diseñada para uso terapéutico durante el embarazo.

Talles: 1 – 2 – 3 – 4

**ALIVIA EL  
CANSANCIO  
DE LAS  
PIERNAS**

## MUJER

Compresión alta  
20-30 mm HG

### Medias terapéuticas de compresión graduada.

Su compresión graduada posee mayor presión en el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la circulación sanguínea

- Alivia el cansancio de las piernas
- Mejora la circulación sanguínea
- Previene el deterioro de las venas varicosas, edemas y celulitis

Especialmente diseñada para el tratamiento de venas varicosas, insuficiencia venosa crónica, edemas, linfedema, úlceras venosas, síndrome post flebítico, insuficiencia arterial con insuficiencia venosa, hipotensión ortostática, post escleroterapia, by pass arterial. Previene el cansancio de las piernas y reduce la hinchazón.



● Visón

**ART. 2562**  
PANTY

Media panty fina sedificada con compresión graduada que ayuda el retorno venoso.

Talles: 1 - 2 - 3 - 4



● Piel

**ART. 1053**  
¾ LYCRA

Media ¾ sedificada realizada en tejido piqué especialmente diseñada para uso terapéutico

Talles: 1 - 2 - 3 - 4

**PREVIENE EL  
DETERIORO  
DE LAS VENAS  
VARICOSAS,  
EDEMAS Y  
CELULITIS**

# HOMBRE

Compresión moderada  
8-15 mm HG

## Medias terapéuticas de compresión graduada.

Su compresión graduada posee mayor presión en el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la circulación sanguínea.

- Alivia el cansancio de las piernas
- Mejora la circulación sanguínea
- Previene várices, edemas y celulitis

Medias recomendadas para viajes largos o personas que pasan muchas horas paradas o sentadas.



MEJORA LA  
CIRCULACIÓN  
SANGUÍNEA



# HOMBRE

Compresión media  
15-20 mm HG

## Medias terapéuticas de compresión graduada.

Su compresión graduada posee mayor presión en el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la circulación sanguínea

- Alivia el cansancio de las piernas
- Mejora la circulación sanguínea
- Previene várices y edemas
- Reduce la hinchazón y otras afecciones de patología avanzadas prescritas por el médico.

Indicadas para personas con problemas de circulación, post cirugías, várices o diagnósticos médicos.



REDUCE LA  
HINCHAZÓN  
Y OTRAS  
AFECCIONES  
DE PATOLOGÍA  
AVANZADAS

## HOMBRE

Compresión alta  
20-30 mm HG

### Medias terapéuticas de compresión graduada.

Su compresión graduada posee mayor presión en el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la circulación sanguínea


- Alivia el cansancio de las piernas
- Mejora la circulación sanguínea
- Previene el deterioro de las venas varicosas y edemas.

Especialmente diseñada para el tratamiento de venas varicosas, insuficiencia venosa crónica, edemas, linfedema, úlceras venosas, síndrome post flebítico, insuficiencia arterial con insuficiencia venosa, hipotensión ortostática, post escleroterapia, by pass arterial.



## ANTIEMBOLIA

Compresión media  
8-18 mm HG



○ Blanco

### ART. 1552

7/8 ANTIEMBOLIA

Las medias Lauda Socks Terapeuticas antiembólicas reducen al mínimo el riesgo de T.V.P. (trombosis venosa profunda). Utilizadas por pacientes inmovilizados, pre, intra y post quirúrgico. Ancianos que requieran guardar cama. Antes y después del parto. Pacientes en U.T.I. Pacientes con hospitalización prolongada. Posee una apertura de inspección que permite el control de la circulación. Talón reforzado para prevenir ulceraciones debidas a la presión. Banda superior siliconada para mejor calce. Talles: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

REDUCE AL  
MÍNIMO EL  
RIESGO DE  
TROMBOSIS  
VENOSA  
PROFUNDA

## UNISEX

Compresión moderada  
8-15 mm HG



### ART. 479

#### DIABETES COOLMAX

Media  $\frac{3}{4}$  diseñadas para la sensibilidad del pie diabético. Tejidas con Coolmax, mantiene los pies secos y frescos brindando protección y confort. Costuras externas en la puntera, reduce la irritación y presión en esa área. Compresión graduada moderada, previene el deslizamiento y pliegues que puedan causar onas de presión contra la piel.  
Talles: 1 - 2 - 3 - 4 - 5



### ART. 478

#### VIAJE ALGODÓN

Media  $\frac{3}{4}$  de tejido piqué realizada en algodón de compresión graduada. Especialmente diseñada para contrarrestar los efectos de inactividad durante los viajes largos.  
Talles: 1 - 2 - 3 - 4 - 5



### ART. 539

#### DEPORTE ALGODÓN

Media  $\frac{3}{4}$  de tejido morley realizada en algodón blanco especialmente diseñada para todo tipo de deporte. Previene el cansancio de las piernas, los edemas, várices, telangiectásias y reduce la hinchazón. La elastocompresión graduada ayuda a sus piernas a sentir su benéfica acción desde la primera postura.  
Talles: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

## UNISEX

Compresión media  
15-20 mm HG



### ART. 344

#### $\frac{3}{4}$ SIN PUNTERA

Media  $\frac{3}{4}$  sin puntera realizada en tejido piqué especialmente diseñada para uso terapéutico. Previene el cansancio de las piernas, celulitis, edemas, várices, telangiectásias, reduce la hinchazón y otras afecciones de patología avanzadas prescritas por el médico. Se puede utilizar durante el embarazo.  
Talles: 1 - 2 - 3 - 4



LAUDA SOCKS  
T E R A P E Ú T I C A

Es un producto de **Stylo**

LAUDA TEXTIL S.A.

Información al consumidor: +54 11 4635 4640 | [www.medias-stylo.com](http://www.medias-stylo.com)  
INDUSTRIA ARGENTINA. CUIT: 30-51549369-3